



Gerberstraße 5
99423 Weimar
Fon: 0364354330
Fax: 03643 5433-33
info@hochheim-weimar.de
www.hochheim-weimar.de

Ausgabedatum: _____.

Seriennummer: _____.

Gebrauchsanweisung - **Kraft'scher Trinkständer**

Lieber Patient, lieber Anwender,
mit dem Kraftschen Trinkständer besitzen Sie eine leicht zu handhabende und sichere Trinkhilfe für den Einsatz am Pflegebett und am Rollstuhl.
Pflegerbedürftigen Personen ist es oft nicht möglich, ohne fremde Hilfe, die täglich benötigte Menge Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
Damit die notwendige Flüssigkeitsaufnahme für einen Tag auch wirklich erreicht wird, muss der Patient pro Trinkvorgang meist mehr trinken als sein Durst verlangt.
Mit dem Trinkständer ist es dem Patienten möglich, die Häufigkeit der Trinkvorgänge, sowie die Menge der Flüssigkeit pro Trinkvorgang selbst zu bestimmen und eigenständig zu trinken.
Durch eine Vielzahl von Verstellmöglichkeiten und mit Hilfe des biegsamen Schwanenhalses, ist das Trinkschlauchende leicht in Reichweite des Mundes zu positionieren.
Das am Mundstück befindliche Rückflussventil verhindert das sofortige Zurückfließen der angesogenen Flüssigkeit und ein lästiges Nachtropfen.

Bedienung:

Vor dem erstmaligen Gebrauch ist es unbedingt notwendig, den vorhandenen Trinkschlauch auszukochen und den Trinkbehälter mehrfach heiß auszuspülen und wieder abkühlen zu lassen.
Zum Einsatz dürfen nur lebensmittelechte Schläuche und Trinkbehälter kommen.
Um eine vermehrte Ansammlung von Krankheitserregern am Trinkschlauch und Behälter zu vermeiden, sind diese nach Gebrauch täglich zu reinigen.
Bitte achten Sie darauf, dass bei der Positionseinstellung des Trinkständers, sich das Trinkschlauchende mit dem Mundstück in unmittelbarer Nähe des Mundes vom Patienten und außerhalb seines Gesichtsfeldes befindet und eine Verletzungsgefahr der Augen ausgeschlossen ist.
Um einen störungsfreien Durchfluss von Flüssigkeiten zu gewähren, ist darauf zu achten, dass der Schlauch frei von Knickstellen und Verstopfungen ist und das Ende des Schlauches den Boden des Trinkbehälters erreicht. Der Trinkbehälter sollte immer niedriger als das Mundstück positioniert sein, um ein Nachtropfen der Flüssigkeit zu vermeiden.
Um ein Kippen des Trinkständers zu vermeiden, wird empfohlen, dass einer der drei Füße in Richtung des Kragarmes zeigt.
Bitte achten Sie darauf, dass die Flügelmutter für die Verstellung des Kragarmes und die Überwurfmutter der Längenverstellung des Ständers nach dem Einstellen wieder fest angezogen sind.

Zweckbestimmung:

Der Trinkständer ist einzig und allein nur für die Aufnahme von kalten oder lauwarmen Getränken bestimmt.
Ein adaptieren von Lampen und anderen Gegenständen an dem Trinkständer ist nicht gestattet.
Die Benutzung des Trinkständers ist nur für Patienten erlaubt, bei denen aus ärztlicher Sicht keine Kontraindikation besteht.